

好評発売中

乾電池/ACアダプター両用

# バッテリースターラー

価格(税抜き) : ¥31,000

乾電池運転 ↔ ACアダプター運転  
どちらもOK!

軽量/小型サイズで手軽に  
持運びできるハンドヘルド型。  
携帯に便利です。

乾電池で使えるので  
屋外での実習・テストなどで  
場所を選ばず使う事ができます。

最大運転時間は190時間。  
1週間連続攪拌が必要な  
テスト等に最適。

乾電池運転以外にも  
室内の電源へACアダプター  
を介して運転する事も可能。

デンキケータやグローボックス等  
有線の電源が確保しにくい箇所  
で攪拌が必要な時にも最適。

## 新アイデア


電池の交換時期がわかる！  
残量が見えるインジケータ装備

型 式	BS-1
攪拌速度	最大1000rpm
攪拌許容容量	100~300ml
外形寸法	W89×D140×H28mm
電 源	1.5V単3型乾電池×4本 スイッチングACアダプター
連続使用時間	≤190時間(注1)
重 量	約0.4kg(乾電池含む)
価 格(税抜き)	¥31,000

注1) 各メーカーの乾電池・使用攪拌速度によります。

⚠ 充電機能・防水機能は装備していません。

※改良の為、外観・仕様の一部または価格を変更する場合がございます。



製品のお問い合わせは

製造発売元

株式会社 **サイニクス**  
SCINICS 会社

〒173-0026 東京都板橋区中丸町49-6 TEL. 03(3959)1351 FAX. 03(3959)9401  
サイニクスホームページ <http://www.scinics.co.jp>