

# 株式会社サイニクス お客様簡易点検表（第一種特定製品用）

製品型式： \_\_\_\_\_

S/N： \_\_\_\_\_

購入日（使用開始日）： \_\_\_\_\_

本装置は、フロン排出抑制法により、3カ月に1回以上の簡易点検の実施が義務付けられております。  
簡易点検は、本装置の管理者様（ユーザー様）が実施するよう求められております。  
管理者様に実施していただく簡易点検は、原則、「目視」による点検であり、「安全で容易に目視できる場合」に限定しております。  
お客様による製品の分解・修理・改造は、決して行わないで下さい。  
安全や機器の維持が確保できない場合は、弊社へ点検・修理をご依頼ください。

## 《 点検項目 》

- ・ 本体内部に、腐食・錆・油のにじみがない。
- ・ 吸気口（熱交換器）にホコリが溜まっていない。付近に障害物が無い。
- ・ 本体内部から、異音や異常な振動がしない。また、ファンが異音無く回転している。
- ・ 循環水が適量である。
- ・ 冷却時、ほぼ設定温度まで冷える。（外部負荷無し時）

上記、点検項目を目視チェックした後「実施日」「管理者名」を記入記録して下さい。  
この簡易点検表記入後は、本装置を廃棄するまで大切に保管してください。

実施日（年・月・日）													
管理者様お名前													