

好評発売中

乾電池／ACアダプター両用

バッテリースターラー

販売予定価格(税抜): ¥26,000

乾電池運転 ↔ ACアダプター運転
どちらもOK!

軽量／小型サイズで手軽に
持運びできるハンドヘルド型。
携帯に便利です。

乾電池で使えるので
屋外での実習・テストなどで
場所を選ばず使う事ができます。

最大運転時間は190時間。
1週間連続攪拌が必要な
テスト等に最適。

乾電池運転以外にも
室内の電源へACアダプター
を介して運転する事も可能。

デンキケータやグローボックス等
有線の電源が確保しにくい箇所
で攪拌が必要な時にも最適。

新アイデア

電池の交換時期がわかる！
残量が見えるインジケータ装備

型 式	BS-1
攪拌速度	最大1000rpm
攪拌許容容量	100～300ml
外形寸法	W89×D140×H28mm
電 源	1.5V単3型乾電池×4本 スイッチングACアダプター
連続使用時間	≤190時間(注1)
重 量	約0.4kg(乾電池含む)

注1) 各メーカーの乾電池・使用攪拌速度によります。

⚠ 充電機能・防水機能は装備していません。

※改良の為、外観・仕様の一部または価格を変更する場合がございます。

製品のお問い合わせは

製造発売元

 株式
会社 サイニクス

〒173-0026

東京都板橋区中丸町49-6 TEL. 03(3959)1351 FAX. 03(3959)9401

サイニクスホームページ <http://www.scinics.co.jp>

