

ミキサー (試験管/マイクロチューブ/遠沈管 他 対応)



TM-252





試験管ミキサー TM-251 / TM-252

安定性・安全性を考えた設計

回転数

本体移動を防ぎます。

2500rpm: TM-251

下部に重心がくるように設計。底面に吸盤が付けてあるので、作業中の

2500rpm/可変: TM-252

手動・自動撹拌の2つの撹拌モードを装備

平板アタッチメント(標準付属)装着で多様な試験管 の他、マイクロチューブがミキシング可能

撹拌速度を目的に合わせて調節可能 (TM-252)


スイッチを押して撹拌or容器を押し当てて自動撹拌

スイッチを押すだけで撹拌開始。また容器を上部アタッチ メントに押し当てるだけで撹拌を行う自動モードにも切り換え可能。

TM-252には撹拌速度調節機能付き

回転数を最大2500rpmまで調節出来、用途にあった撹拌設定が 可能です。

試験管ミキサーご使用方法 ※速度調節機能はTM-252のみ



● ご使用用途●

名

TM-91

MI-16

試料や試薬の混合・溶解 遠沈管、試験管、マイクロチューブ 等のミキシング. 平板アタッチメントを用いた 各種専用容器等のミキシング

TM-251 / TM-252 専用交換部品

ゴムヘッド

平板アタッチメント

仕 様

型名	TM-251	TM-252
回 転 数(rpm)	2500一定 (50Hz)	MAX2500/可変(50Hz)
撹拌モード	手動一自動	手動ー自動・スピード可変
外形寸法(mm)	W105×D130×H155 (足ゴム部含む)	
重 量(kg)	約2.0	
電源	AC100V 50/60Hz 0.4A	
標準価格(税別)	¥38,000	¥49,000


製品のお問い合せは

製造発売元



〒173-0026

東京都板橋区中丸町49-6 TEL. 03(3959)1351 FAX. 03(3959)9401 サイニクスホームページ http://www.scinics.co.jp



20230401

¥3000

¥4,650